

Не заморозувати. Після нагрівання надлишок середовищ (невикористаний) необхідно видалити. Після відкриття продукт необхідно використати протягом 7 днів.

При зберіганні відповідно до інструкцій виробника продукт залишається стабільним до дати закінчення строку придатності, зазначеного на етикетці флакона.

Застереження й попередження

Не використовуйте продукт, якщо:

- Упаковку пошкоджено або порушено її цілісність.
- Закінчився строк придатності.
- Середовище стало безбарвним, каламутним або має ознаки мікробної контамінації.

Обережно: Усі препарати крові вважаються потенційно інфекційними. Сировина, яку використано для виробництва даного продукту, пройшла відповідний контроль, що показав відсутність антигену вірусу гепатиту HBsAg, відсутність антитіл на ВІЛ-1/-2, ВІЛ-1 та віруси гепатитів В і С. Крім того, сировину було досліджено на парвовірус B19 рівень якого встановлений в межах норми. Жоден із відомих методів аналізу не може гарантувати відсутність збудників інфекцій у препаратах, виготовлених на основі крові людини.

Примітка: Необхідно забезпечити можливість відстеження даного препарату. Крім того, у цій сфері можуть діяти вимоги законодавства вашої країни.

Примітка: Медичні вироби, що використовуються разом з цим виробом, мають застосовуватися за призначенням.

Примітка: Утилізація цього виробу здійснюється відповідно до місцевого законодавства про утилізацію медичних приладів.

Інструкції з використання

- Незабаром після збору сперми зразок необхідно ретельно перемішати (багаторазово нахилиючи пробірку протягом 20 хвилин при кімнатній температурі). Якщо зразок не розріджується, його можна пропустити через вузьку піпетку і / або перемішати з невеликою кількістю середовища Sperm Preparation Medium.
- Після перемішування, для підтвердження методу промивання необхідно оцінити концентрацію сперми і рухливість сперматозоїдів під мікроскопом.
- Ретельно нашарувати 0,5-1 мл зрідженої сперми в пробірці під 1-2 мл попередньо врівноваженого середовища Sperm Preparation Medium.
- По можливості встановити пробірки похило, щоб збільшити поверхню стикання сперми з середовищем Sperm Preparation Medium. Це сприяє вилученню більшого числа максимально рухливих сперматозоїдів, які будуть мігрувати в середовище. Помістити штатив в атмосферу 5-6% CO₂ при 37 °C на 30-60 хвилин, в залежності від якості сперми. *Флотацію можна проводити також при кімнатній температурі; в цьому випадку пробірки слід щільно закрити, щоб зберегти стабільність рН середовища.*
- Після флотації аспірувати верхні 0,2-1 мл та оцінити концентрацію та рухливість сперми. Якщо кількість сперматозоїдів занадто низька, додатково взяти ще 0,5 мл. Відібрані аліквоти об'єднати. *У процесі аспірації слід намагатися не порушити поверхню стикання сперми і середовища.*
- При необхідності подальшої концентрації аспірованого середовища сперми, додати 5 мл Sperm Preparation Medium, змішати та центрифугувати з прискоренням 400 г протягом 10 хвилин.
- Аспірувати супернатант і ресуспендувати осад у відповідному об'ємі попередньо врівноваженим середовищем Sperm Preparation Medium. *Після закриття пробірок кришками оброблені зразки сперми можна зберігати при кімнатній температурі (20-25 °C) протягом періоду тривалістю до 1 години перед заплідненням. Рекомендується обертати пробірки із зразками сперми алюмінієвою фольгою. В якості альтернативи, зразки не обгорнуті в фольгу можна зберігати в 5-6% атмосфері CO₂ при 37 °C.*



UA.TR.099