

# MediCult IVM® System

Product No.:

8221



Languages:



Customer Service:

E-mail: customer.service@origio.com  
Tel: +45 46 79 02 02 · Fax: +45 46 79 03 02



ORIGIO a/s  
Knardrupvej 2, DK-2760 Måløv, Denmark  
www.origio.com  
Tel.: +45 46 79 02 00 Fax: +45 46 79 03 00



a CooperSurgical Company

## Ingredientia

**8201 LAG Medium – Vial 1**  
Albumini humani solutio; Aqua; CaCl<sub>2</sub>;  
Gentamicinum; Glucosum; KCl; MgSO<sub>4</sub>;  
NaCl; NaH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>; NaHCO<sub>3</sub>; Pyruvas;  
Phenolsulfonphthaleinum; SSR



## 8220 IVM® Medium – Vial 2

Acetas; Acida aminica: Ala, Arg, Asp, Cys, Gln, Glu, Gly, His, Ile, Leu, Lys, Met, Phe, Pro, Ser, Thr, Trp, Tyr, Val, Cystinum, Glutathionum, Hydroxyprolinum; Adeninium; Adenosini phosphas; Adenosini triphosphas; Aqua; CaCl<sub>2</sub>; Cholesterolum; Desoxy-D-ribosum; D-ribosum; Fe(NO<sub>3</sub>)<sub>3</sub>; Gentamicinum; Glucosum; Guaninium; Hypoxanthinum; KCl; MgSO<sub>4</sub>; NaCl; NaH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>; NaHCO<sub>3</sub>; Phenolsulfonphthaleinum; Polysorbatum 80; Pyruvas; Thyminium; Uracilium; Vitamini: A, B<sub>1</sub>, B<sub>2</sub>, B<sub>3</sub>, B<sub>5</sub>, B<sub>6</sub>, C, D<sub>2</sub>, E, Acidum 4-aminobenzoicum, Acidum nicotinicum, Cholinum, Inositolum, Menadionum, Nicotinamidum, Pyridoxalum, Pyridoxinum; Xanthinum




bg	Символи	Изхвърлете излишните (неизползвани) вещества след затопляне.	Използвайте в рамките на 7 дни след отваряне.	Не използвайте, ако опаковката е повредена.	Съдържа: човешки албуминов разтвор.
cs	Symboly	Po zahřátí zlikvidujte přebytečný (nepoužitý) materiál.	Použijte do 7 dnů po otevření.	Nepoužívejte, je-li obal poškozený	Obsah: Roztok lidského albuminu.
da	Symboler	Kassér (ubrugt) overskudsmedie efter opvarmning.	Anvendes inden for 7 dage efter åbning.	Må ikke anvendes, hvis emballagen er beskadiget.	Indeholder: Human albuminopløsning.
de	Symbole	Überschüssige (unbenutzte) Medien nach Erwärmung entsorgen.	Nach dem Öffnen innerhalb von 7 Tagen verwenden.	Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist.	Enthält: Humanalbuminlösung.
el	Σύμβολα	Οι (μη χρησιμοποιηθείσες) ποσότητες θρεπτικού υλικού που περισσεύουν και έχουν θερμανθεί θα πρέπει να απορρίπτονται.	Να χρησιμοποιηθεί εντός 7 ημερών αφού ανοιχθεί.	Να μη χρησιμοποιηθεί εάν η συσκευασία έχει υποστεί ζημιά.	Περίχει: διάλυμα ανθρώπινης λευκωματίνης ζημιά.
en	Symbols	Discard excess (unused) media following warming.	Use within 7 days of opening.	Do not use if package is damaged.	Contains: Human albumin solution.
es	Símbolos	Una vez calentado, desechar el medio sobrante (sin utilizar).	Utilizar el producto en los siete días siguientes a su apertura.	No utilizar si el envase está dañado.	Contiene: solución de albúmina humana (HAS)
et	Sümbolid	Visata ülejiligne (kasutamata) toode pärast soojendamist ära.	Kasutada 7 päeva jooksul pärast avamist.	Mitte kasutada, kui pakend on kahjustatud.	Sisaldab inimalbumiini lahust.
fr	Symboles	Éliminer l'excès de milieu (non utilisé) au terme du réchauffement.	Utiliser dans les 7 jours suivant son ouverture.	Ne pas utiliser si l'emballage est abîmé.	Contient : Solution d'albumine humaine
hr	Simboli	Bacite višak medija (neiskorištenog) koji niste upotrijebili nakon zagrijavanja.	Koristiti u roku od 7 dana od otvaranja.	Ne koristite ako je pakiranje oštećeno.	Sadrži: otopinu ljudskog albumina.
hu	Szimbólumok	Felmelegítés után a fenmaradék (fel nem használt) készítményt öntse ki.	Felbontás után 7 napon belül használja fel.	Ne használja ha sérült a csomagolás.	Tartalmaz: emberi albumin oldatot.
is	Tákn	Farga skal ætisleifum (ónotuðu efni) eftir hitun.	Notist innan 7 sólarhringa frá opnun.	Notist ekki ef umbúðir virðast skemmdar.	Inniheldur: albúmínlausn úr mönnum (HAS)
it	Simboli	Smaltire i terreni in eccesso (non utilizzati) dopo l'incubazione.	Utilizzare il prodotto entro sette giorni dall'apertura.	Non utilizzare se la confezione è danneggiata.	Contiene: soluzione di albumina umana.
kk	Таңбалар	Жылытканнан кейін артық (пайдаланылмаған) затты тастау керек.	Ашқаннан кейін 7 күнде пайдалануға керек.	Қаптамасы бүлінген болса, пайдалануға болмайды.	Құрамы: адам альбумині ерітіндісі.
lt	Simboliai	Pašildytą perteklinę (nepanaudotą) terpę išmeskite.	Sunaudoti per 7 dienas nuo atidarymo.	Nenaudoti, jei pakuotė pažeista.	Sudėtyje yra žmogaus albumino tirpalas.
lv	Simboli	Pēc sasīšanas šķīduma pārpalikumi (kas netika izlietoti) ir jāizmet.	Izmantot 7 dienu laikā pēc atvēršanas.	Nelietot, ja iepakojums ir bojāts.	Satur: cilvēka albumīna šķīdumu.
mk	Симболи	По загревањето, вишокот (неупотребен) медиум да се фрли.	Да се употреби во рок од 7 дена по отворањето.	Да не се употребува ако амбалажата е оштетена.	Содржи: раствор од албумин.
nl	Symbolen	Overtollige (ongebruikte) media na verwarming weggoeien.	Gebruik binnen 7 dagen na opening.	Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is.	Bevat: Humaan albumineoplossing.
no	Symboler	Kasser overflødig (ubrukt) medier etter oppvarming.	Bruk innen 7 dager etter åpning.	Må ikke brukes hvis emballasjen er skadd.	Inneholder: Humanalbuminløsning
pt	Símbolos	Eliminar o excesso de produto (não utilizado) depois do aquecimento.	Usar dentro de 7 dias após a abertura.	Não utilizar se a embalagem estiver danificada.	Contém: solução de albumina humana.
ro	Simboluri	Eliminați cantitatea de mediu în exces (neutilizată) după încălzire.	A se utiliza în decurs de 7 zile de la deschidere.	A nu se utiliza dacă ambalajul este deteriorat.	Conține: soluție albumină umană.
ru	Символы	После нагревания неиспользованную среду необходимо утилизировать.	Использовать в течение 7 дней после открывания.	Не использовать, если упаковка повреждена.	Содержит: раствор альбумина человеческого.
sk	Symboly	Po zahriatí zlikvidujte prebytočný (nepoužitý) materiál.	Spotrebujte do 7 dní od otvorenia.	Nepoužívajte, ak je obal poškodený.	Obsahuje: roztok ľudského albumínu.
sl	Simboli	Po segrevanju zavrzite odvečni (neuporabljen) medij.	Uporabite v 7 dneh po odprtju.	Ne uporabljajte, če je embalaža poškodovana.	Vsebuje: raztopino humanega albumina.
sv	Symboler	Kassera överblivet (oanvänt) medium efter uppvärmning.	Används inom 7 dagar efter öppnandet.	Får ej användas om förpackningen är skadad.	Innehåller: humanalbuminlösning.
tr	Semboller	Artan (kullanılmayan) medyayı ıstarak bertaraf ediniz.	Açtıktan 7 gün içerisinde kullanın.	Paket hasarlı ise kullanmayın.	Şunu içerir: İnsan albumini çözülüsü.
uk	Символи	Після нагрівання надлишок середовищ (невикористаний) необхідно видалити.	Використати протягом 7 днів з моменту відкриття.	Не використовуйте, якщо упаковка має пошкодження.	Містить: розчин альбуміну людини.


## I Day before oocyte pick up




## II Oocyte pick up




## III Preparation



## IV Maturation



## V After maturation



## bg - български

За предварителна инкубация и зреене на неузрели ооцити.

Този продукт е предназначен за лечение чрез ART (технологии за асистирана репродукция) на жени, независимо от това дали причината за безплодието е у мъжа или у жената. Продуктът трябва да се използва само от специалисти, обучени за лечение чрез ART.

**Опаковка**  
8201 LAG Medium (Vial 1)  
8220 IVM® Medium (Vial 2)

**Размери на опаковката**  
1 x Vial 1 (10 ml)  
3 x Vial 2 (10 ml)

**Съдържа**  
Човешки албуминов разтвор (HAS) (само Vial 1)  
Рекомбинантен човешки инсулин (само Vial 1)  
Гентамицин сулфат 10 µg/ml

**Тестове за контрол на качеството**  
Тестван за стерилност (Ph.Eur., USP)  
Тестван за осмоларитет (Ph.Eur., USP)  
Тестван за pH (Ph.Eur., USP)  
Тестван за ендотоксини ≤ 0,1 EU/ml (Ph.Eur., USP)  
HSA анализ (Ph.Eur., USP)  
Тестван с ембриони от мишка (MEA)  
**Бележка:** Резултатите от всяка партида са посочени в Сертификат за анализ, който можете да намерите на

www.origio.com.

**Инструкции за съхранение и осигуряване на стабилност**  
Продуктите са асептично обработени и се доставят стерилни. Съхранявайте продукта в оригиналния контейнер при 2-8°C, защитен от светлина. Не замразявайте. Изхвърлете излишните (неизползвани) вещества след затопляне. IVM® Medium се предоставя във флакони и е само за еднократна употреба. LAG Medium трябва да се използва в рамките на 7 дни след отваряне. Когато се съхранява според инструкциите на производителя, продуктът е стабилен до изтичане на срока на годност, указан на етикета на флакона.

**Предпазни мерки и предупреждения**  
Не използвайте продукта ако:  
1. Опаковката на продукта изглежда повредена или запечатана.  
2. Срокът на годност е изтекъл.  
3. Продуктът се обезцвети, помътнее, потъмнее или покаже признаци на микробно заразяване.

**Внимание:** Продуктът е за еднократна употреба и не трябва да се използва повторно поради риск от заразяване.  
**Внимание:** Всички кръвни продукти трябва да се третират като потенциално заразни. Изходните материали, използвани за производството на този продукт, са тествани и е установено, че не

реагират на HBsAg и са отрицателни за анти-HIV-1/-2, HIV-1, HBV и HCV. Освен това изходният материал е тестван за парвовирус B19 и е установено, че няма повишение. Нито един от известните методи за тестване не може да предостави гаранции, че продуктите, извлечени от човешка кръв, няма да предизвикат причинители на инфекции.

**Бележка:** Моля, имайте предвид, че този продукт трябва да се проследява. Освен това във Вашата държава може да съществуват национални законови изисквания в тази област.

**Бележка:** Изделията, използвани в комбинация с това изделие, трябва да са предназначени за конкретната цел.

**Бележка:** Изхвърлете изделието в съответствие с местните разпоредби за изхвърляне на медицински изделия.

**Указания за употреба**  
1. Предварително балансирайте 3 ml LAG Medium (Vial 1) и 10 ml от IVM® Medium (Vial 2) в среда от 5-6% CO<sub>2</sub> при 37°C за минимум 12 часа.  
2. След вземане на ооцитите, съхранете неузрелите ооцити в LAG Medium (Vial 1) а 10 ml média IVM® Medium (Vial 2) в prostředí 5–6% CO<sub>2</sub> při 37 °C minimálně 12 hodin.  
3. Подготовка на последното IVM® Maturation Medium:  
9 ml IVM® Medium (Vial 2)  
1 ml от собствения серум на

пациента  
10 µl разтвор на човешки хорион гонадотропин (hCG) (100 mIU/ml)  
100 µl разтвор на човешки фоликулно-стимулиращ хормон (FSH) (75 mIU/ml).  
4. Прехвърлете ооцитите към последното IVM® Maturation Medium и инкубирайте в среда от 5-6% CO<sub>2</sub> при 37°C за 28-32 часа.

## cs - čeština

Pro preinkubaci a zrání nezralých oocytů.

Tento produkt je určen pro účely léčby technikou asistované reprodukce bez ohledu na to, zda je neplodnost způsobena mužem nebo ženou. Produkt mohou používat výhradně profesionální zdravotníci vyškolení v léčbě technikou asistované reprodukce.

**Balení**  
8201 LAG Medium (Vial 1)  
8220 IVM® Medium (Vial 2)

**Velikost balení**  
1 x Vial 1 (10 ml)  
3 x Vial 2 (10 ml)

**Obsahuje**  
Roztok lidského albuminu (HAS) (pouze Vial 1)  
Rekombinantní lidský inzulin (pouze Vial 1)  
Gentamicin sulfát 10 µg/ml

**Testování v rámci kontroly kvality**  
Test sterility (Ph.Eur., USP)  
Test osmolality (Ph.Eur., USP)  
Test pH (Ph.Eur., USP)  
Test endotoxinů ≤ 0,1 EU/ml (Ph.Eur., USP)  
Analýza HSA (Ph.Eur., USP)  
Test na myších embryích (MEA)  
**Upozornění:** Výsledky pro každou vsádku jsou uvedeny v Osvědčení o analýze, které je k dispozici na www.origio.com.

**Pokyny pro skladování a stabilita**  
Produkty se vyrábí asepticky a dodávají se sterilní.  
Uchovávejte v původní lahvičce při teplotě 2–8 °C, chraňte před světlem. Nezmrazujte.  
Po zahřátí zlikvidujte přebytečný (nepoužitý) materiál.  
Produkt IVM® Medium se dodává v lahvičkách určených pro jedno použití. Produkt LAG Medium je nutno použít během 7 dní po otevření.  
Při skladování podle pokynů výrobce je výrobek stabilní do data použitelnosti uvedeného na štítku.

**Preventivní opatření a varování**  
Nepoužívejte produkt, pokud:  
1. Je obal produktu poškozený nebo těsnění porušené.  
2. Došlo k překročení data použitelnosti.  
3. Produkt se odbarvuje, zakaluje se, zahušťuje se nebo vykazuje jakékoliv známky mikrobiální kontaminace.

**Pozor:** Produkt je určen pro jedno použití a nelze ho opakovaně použít vzhledem k riziku kontaminace.

**Pozor:** Se všemi krevními produkty je nutné manipulovat jako s potenciálně infekčními. Východí materiál pro výrobu tohoto produktu byl testován a byl shledán nereaktivním na HBsAg a negativním na anti-HIV-1,2, HIV-1, HBV a HCV. Východí materiál byl dále testován na parvovirus B19 a nebylo zjištěno zvýšení. Žádné známé testovací metody nemožno poskytnout záruku, že produkty získané z lidské krve nepřenesají infekční látky.

**Upozornění:** Vezměte prosím na vědomí, že musí být zajištěna sledovatelnost tohoto produktu. Kromě toho mohou ve vaší zemi existovat vnitrostátní právní předpisy týkající se této oblasti.

**Upozornění:** Používat pouze v kombinaci se zařízeními speciálně určenými pro tento účel.

**Upozornění:** Zlikvidujte zařízení v souladu s místními předpisy pro likvidaci zdravotnických prostředků.

**Pokyny pro použití**  
1. Předem vyteperujte 3 ml média LAG Medium (Vial 1) a 10 ml média IVM® Medium (Vial 2) v prostředí 5–6% CO<sub>2</sub> při 37 °C.  
2. Po odebrání oocytů umístěte nezralé oocytů do média LAG Medium v prostředí 5–6% CO<sub>2</sub> při 37 °C na 2–3 hodiny před přenosem do konečného média IVM® Maturation







0702-09 <div>Ver. 9: 2019.Feb 22</div>
<div>3/3</div>
MediCult IVM® System

har källmaterialalet undersökts med avseende på parvovirus B19 och mängden virus har inte befunnits vara förhöjd. Inga kända testmetoder kan erbjuda garantier för att produkter från humanblod inte överför smittsamma ämnen.

**Obs:** Observera kravet på spårbarhet avseende denna produkt. Det kan även finnas nationella lagkrav i ditt land som reglerar hanteringen inom denna sektor.

**Obs:** Får endast användas ihop med enheter som är avsedda för detta speciella ändamål.

**Obs:** Kassera enheten i enlighet med lokala föreskrifter för kassering av medicintekniska produkter.

**Bruksanvisning**

- "Försätt 3 ml LAG Medium (Vial 1) och 10 ml IVM® Medium (Vial 2) i jämvikt i en 5–6 % CO₂-miljö vid 37 °C i minst 12 timmar.
- Efter äggplockningen ska de omogna oocyterna förvaras i LAG Medium i en 5–6 % CO₂-miljö vid 37 °C i 2–3 timmar innan den slutliga överflyttningen till IVM® Maturation Medium.
- Beredning av färdigt IVM® Maturation Medium:

9 ml IVM® Medium (Vial 2)

1 ml patienteget serum

10 µl hCG-lösning (humant koriongonadotropin) (100 mIU/ml)

100 µl lösning av humant follikelstimulerande hormon (FSH) (75 mIU/ml).
- Flytta oocyterna till färdigt IVM® Maturation Medium och inkubera i en 5–6 % CO₂-miljö vid 37 °C i 28–32 timmar.

## tr - türkçe

Olgunlaşmamış oositlerin ön inkübasyonu ve matürasyonu için.

Bu ürün, infertilitenin nedeni ister erkek isterse kadın kaynaklı olsun, YÜT (yardımcı üreme teknolojisi) tedavisi içindir. Bu ürün sadece YÜT tedavisi eğitimi almış profesyoneller tarafından kullanılmalıdır.

**Paket**

8201 LAG Medium (Vial 1)

8220 IVM® Medium (Vial 2)

**Paket boyutu**

1 x Vial 1 (10 ml)

3 x Vial 2 (10 ml)

**İçindekiler**

İnsan albumini solüsyonu (HAS) (sadece Vial 1)

Rekombinan insan insülini (sadece Vial 1)

Gentamisin sülfat 10 µg/ml

**Kalite kontrol testi**

Sterilitesi test edilmiştir (Ph.Eur., USP)

Ozmolalite test edilmiştir (Ph.Eur., USP)

pH test edilmiştir (Ph.Eur., USP)

Endotoksin test edilmiştir ≤ 0,1 EU/ml (Ph. Eur., USP)

HSA analizi (Ph.Eur., USP)

Fare Embriyo Denemesi (MEA) test edilmiştir.

**Not:** Her serinin sonuçları, www.origio.com adresinde bulunan bir Analiz Sertifikası'nda belirtilmiştir.

**Saklama koşulları ve dayanıklılık**

Ürünler aseptik olarak işlenmiş olup steril olarak tedarik edilmiştir

Orijinal kutusunda 2-8 °C arasında, ışıktan uzak olarak saklayınız.

Dondurmayınız.

Artan (kullanılmayan) medyayı ısıtarak bertaraf ediniz.

IVM® Medium tek kullanımlık olarak küçük şişelerde tedarik edilmiştir.

LAG Medium açılmasından itibaren 7 gün içinde tüketilmelidir.

Ürün, üretici tarafından belirtilen şartlarda saklandığı takdirde, etikette yazan son kullanma tarihine kadar dayanır.

**Önlemler ve uyarılar**

Ürünü şu şartlarda kullanmayınız:

- Ürün paketi hasarlı ya da ağzı açılmış ise.
- Son kullanma tarihi geçmiş ise.
- Ürünün rengi solmuş, bulanıklaşmış, tortulanmış ya da mikrobik kontaminasyon göze çarpmıor ise.

**Dikkat:** Bu ürünler kullanımlıktır ve kontaminasyon riskinden nedeniyle tekrar kullanılmamalıdır.

**Dikkat:** Tüm kan ürünlerine potensiyel olarak bulaşıcı gözle bakılmalıdır. Bu ürünün üretimi için kullanılan kaynak madde test edilmiştir ve HBsAg için reaktif olmadığı ve Anti-HIV-1/-2, HIV-1, HBV ve HCV için negatif olduğu saptanmıştır. Ayrıca kaynak madde parvovirus B19 için test edilmiş ve düşük olduğu saptanmıştır. Hiçbir test metodu, insan kanından elde edilmiş ürünlerin bulaşıcı etkenleri geçirmeyeceği garantisini veremez.

**Not:** Bu ürünün izlenebilmesinin gerekliliğini dikkate alın. Ayrıca, ülkenizde bu alan için ulusal yasal gereksinimler olabilir.

**Not:** Sadece belirli bir amaç için tasarlanmış olan cihazlarla birlikte kullanılmalıdır.

**Not:** Aygıtın bertaraf edilmesi, yerel medikal aygıtların bertaraf edilmesi düzenlemelerine göre yapılmalıdır.

**Kullanım talimatları**

- 3 ml LAG Medium (Vial 1) ve 10 ml IVM® Medium'u (Vial 2) minimum 12 saat 37 °C sıcaklıkta %5-6 CO₂ ortamında önceden dengeleyin.
- Oosit almından sonra, son IVM® Maturation Medium'a aktarmadan önce immatür oositleri 37 °C'de 2-3 saat %5-6 CO₂ ortamındaki LAG Medium'da saklayın.
- Son IVM® Maturation Medium Hazırlanması:

9 ml IVM® Medium (Vial 2)

1 ml hastanın kendi serumu

10 µl insan koryonik gonadotropin hCG) solüsyonu (100 mIU/ml)

100 µl insan follikül stimülan hormonu (FSH) solüsyonu (75 mIU/ml).
- Oositleri son IVM® Maturation Medium'a aktarın ve 28-32 saat süreyle 37 °C'de bir %5-6 CO₂ ortamında inkübe edin.

## uk - українська

Для попередньої інкубації і дозрівання незрілих ооцитів.

Даний продукт використовується у методиці допоміжної репродуктивної технології (ДРТ) для лікування безпліддя як жіночої, так і чоловічої етіології. Продукт призначено для використання виключно спеціалістами у сфері ДРТ.

**Упаковка**

8201 LAG Medium (Vial 1)

8220 IVM® Medium (Vial 2)

**Розмір упаковки**

1 x Vial 1 (10 мл)

3 x Vial 2 (10 мл)

**Склад**

Розчин альбуміну людини (САЛ) – (тільки Vial 1)

Рекомбінантний інсулін людини – (тільки Vial 1)

Гентаміцину сульфат 10 мкг/мл

**Контроль якості**

Контроль стерильності (Ph.Eur., USP)

Протестовано осмоляльність (Ph.Eur., USP)

Контроль рН (Ph.Eur., USP)

Вміст ендотоксинів ≤ 0,1 одиниць ендотоксину/мл (Ph.Eur., USP)

Аналіз вмісту САЛ (Ph.Eur., USP)

Протестовано на ембріонах мишей (MEA)

**Примітка:** Результати аналізу кожної партії наведено в Сертифікаті аналізу, доступному за адресою www.origio.com.

**Правила зберігання та стабільність**

Продукти пройшли асептичну обробку й постачаються в стерильному стані.

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі 2-8 °C, захищати від впливу світла.

Не заморозувати.

Після нагрівання надлишок середовищ (невикористаний) необхідно видалити.

IVM® Medium поставляється у флаконах, призначених для одноразового використання.

LAG Medium слід використати протягом 7 днів після розкриття упаковки.

При зберіганні відповідно до інструкцій виробника продукт залишається стабільним до дати закінчення строку придатності, зазначеного на етикетці флакона.

**Застереження й попередження**

Не використовуйте продукт, якщо:

- Упаковку пошкоджено або порушено її цілісність.

- Закінчився строк придатності.
- Середовище стало безбарвним, каламутним або має ознаки мікробної контамінації.

**Обережно:** Продукт призначений для одноразового використання та не може бути повторно використаний у зв'язку із ризиком забруднення.

**Обережно:** Усі препарати крові вважаються потенційно інфекційними. Сировина, яку використано для виробництва даного продукту, пройшла відповідний контроль, що показав відсутність антигену вірусу гепатиту HBsAg, відсутність антитіл на ВІЛ-1/-2, ВІЛ-1 та віруси гепатитів В і С. Крім того, сировину було досліджено на парвовірус В19 рівень якого встановлений в межах норми. Жоден із відомих методів аналізу не може гарантувати відсутність збудників інфекцій у препаратах, виготовлених на основі крові людини.

**Примітка:** Необхідно забезпечити можливість відстеження даного препарату. Крім того, у цій сфері можуть діяти вимоги законодавства вашої країни.

**Примітка:** Медичні вироби, що використовуються разом з цим виробом, мають застосовуватися за призначенням.

**Примітка:** Утилізація цього виробу здійснюється відповідно до місцевого законодавства про утилізацію медичних приладів.

**Інструкції з використання**

- Попередньо врівноважити 3 мл середовища LAG Medium (Vial 1) та 10 мл середовища IVM® Medium (Vial 2) в атмосфері 5-6% CO₂ при температурі 37°С протягом не менше 12 годин.
- Після отримання ооцитів витримати незрілі ооцити в середовищі LAG Medium в атмосфері 5-6% CO₂ при 37 °C протягом 2-3 годин перед пересаджуванням до кінцевого середовища IVM® Maturation Medium.
- Приготування кінцевого середовища IVM® Maturation Medium:

9 мл IVM® Medium (Vial 2)

1 мл власної сироватки пацієнта

10 мкл розчину хоріонічного гонадотропіну людини (ХГЛ) (100 мМО/мл)

100 мкл розчину фолікулостимулюючого гормону людини (ФСГ) (75 мМО/мл).
- Пересадити ооцити в кінцеве середовище IVM® Maturation Medium та інкубувати в атмосфері, що містить 5-6% CO₂ при 37 °C протягом 28-32 годин.

## UA.TR.099